



Representante exclusivo de Boston Scientific
Familia de Marcapasos Cardiacos

ALTRUA 2

Modelos S701, S702

La familia de Marcapasos **ALTRUA 2** completan uno de los portafolios de terapia de estimulación cardiaca con más desarrollo del mercado pensada por la división CRM de Boston Scientific disponible para cada paciente y para cada necesidad de la comunidad de médicos especialistas:



Especificaciones mecánicas

Modelo	Tipo	Tamaño (cm) (ancho x alto x largo)	Peso (g)	Volumen (cc)	Tipo de conector (AD VD VI)
S701	SR	4,45 x 4,81 x 0,75	23,6	13,2	AD/VD: IS1
S702	DR	4,45 x 5,02 x 0,75	24,8	13,7	AD: IS1; VD: IS1

Longevidad prevista (años)

Estimulación	SR	DR
50 % AD/VD 2,5V	10,4	9,3
100 % AD/VD 2,5V	9,7	8,2

- Algoritmo de estimulación automática **VD y AD de PaceSafe**, que permite ajustar dinámicamente las salidas de estimulación y garantizar así la captura, con el fin de maximizar la eficacia y la facilidad de uso.
- **RightRate**: Tecnología de sensor VM y el único sensor VM clínicamente probado que restaura la competencia cronotrópica.
- **Búsqueda AV+**, diseñado para reducir la estimulación ventricular derecha innecesaria y hacerlo sin pausas clínicamente significativas y riesgosas para el paciente.
- Bloque conector **EASYVIEW** con identificadores de puertos visibles para el operador diseñados para que el proceso de implantación sea más eficaz.

CARDIOLAB S.A

Av. Córdoba 1345, 9º piso (C1055AAD) Buenos Aires - Tel (011) 4813-9620 Fax (011) 4815-1426

info@cardiolab.com.ar - www.cardiolab.com.ar